

Die Vorteile von curea P1 DUO active


-  Neutralisiert unangenehmen Wundgeruch
-  Kann in Kombination mit Kompressions-
therapie angewendet werden
-  Absorbiert Blut*
-  Reduziert das Risiko einer Mazeration
der Wundränder
-  Erhält ein idealefeuchtes Wundmilieu zur
Förderung der Wundheilung
-  Bindet Keime* (z.B. MRSA) und MMPs
-  Weniger Schmerzen und Verbandwechsel
für den Patienten

Wie verwende ich curea P1 DUO active?

Die Wundaufgabe absorbiert beidseitig und kann somit von beiden Seiten auf die Wunde gelegt werden. Wir empfehlen die dunkle Seite auf der Wunde.



**Aktivkohle-Seite auf der Wunde:
Absorption und Geruchsreduktion**



Schnelle Ergebnisse für Ihre Patienten!

Durch die adäquate Behandlung der Wunde und des Wundgeruchs mit curea P1 DUO active erzielen Sie bei Ihren Patienten schnelle Fortschritte.

Wollen Sie mehr erfahren?

Bestellen Sie Ihre kostenfreien Muster und teilen Sie uns Ihre eigenen Erfahrungen mit! Unsere komplettes Sortiment an Wundaufgaben finden Sie unter www.curea-medical.de.



Bestellen?

Größe	Artikelnummer	PZN
5,5 x 7,5 cm	C1DUO-055075-10	15659733
10 x 10 cm	C1DUO-100100-10	11346799
10 x 20 cm	C1DUO-100200-10	11346813
20 x 20 cm	C1DUO-200200-10	12551107
20 x 30 cm	C1DUO-200300-10	12601466

curea medical

Innovation with Care



**Eine übelriechende Wunde
befindet sich nicht nur in der
Haut, sondern auch im Kopf.**

* Getestet durch die Universitätsmedizin Göttingen, Deutschland


Geruch und Emotionen

Die Sinne für die Wahrnehmung von Gerüchen sind eng mit dem Gefühlszentrum des Gehirns verknüpft. Jeder Mensch baut im Laufe der Zeit seine individuelle Duftdatenbank auf, die aus Tausenden verschiedener Düfte besteht. Denken Sie an Ihr Gefühl beim Geruch von frischem Kaffee, den Duft eines noch warmen Apfelkuchens oder Ihres Lieblingsessens. Viele Menschen erinnern sich sofort daran, wie ihr Haus oder das Eau de Cologne der Oma in der Kindheit gerochen haben. Düfte können helfen, Erinnerungen festzuhalten und wiederzuerlangen.

Stellen Sie sich die emotionalen Folgen unangenehmer Wundgerüche vor



Denken Sie an Opa Peter (85), der sich darauf freut, seinen Enkel Mats zu sehen. Aber Mats denkt, es stinkt bei Opa und spricht lieber über das iPad mit Peter anstatt ihn zu besuchen.



Oder an Maria (76). Sie trifft sich mittwochs gerne mit ihren Freundinnen im Einkaufszentrum aber hat große Angst, dass der Geruch ihrer Wunde allen den Appetit beim gemeinsamen Mittagessen verdirbt.



Elly (81) glaubt schon beinahe nicht mehr daran, dass ihr Bein jemals heilen wird, weil der üble Geruch so allgegenwärtig ist.



Ohne den üblen und quälenden Wundgeruch können Sie wieder glücklich sein.



Behandeln Sie übelriechende Wunden mit curea P1 DUO active

Exsudatmanagement:

Der SuperCore® nimmt schnell überschüssiges Wundexsudat und Keime auf und bindet diese fest ein - auch unter Druck, z.B. im Rahmen der Kompressionstherapie. Einmal im Kern gebundene Keime verhungern.

Absorbiert Blut:

Selbst Vollblut wird im SuperCore® aufgenommen und sicher gespeichert.

Geruchsneutralisation:


Die zusätzliche Aktivkohleschicht wirkt als Filter und sorgt - auch bei extrem starken Wundgerüchen - für eine sehr gute Neutralisation und Geruchsbindung.

Schnelle Resultate:

Bereits unmittelbar nach der Anwendung nimmt der Wundgeruch ab. Mit curea P1 DUO active bieten Sie Ihren Patienten somit eine direkte Verbesserung der Lebensqualität.




**curea P1 DUO active:
Starke Geruchsbindung selbst bei extremen Wundgerüchen.**




Die Wirkung von curea P1 DUO active

Lästiger Wundgeruch entsteht durch Mikroorganismen.




1. curea P1 DUO active nimmt die geruchsverursachenden Mikroorganismen auf.



2. Die Mikroorganismen werden sicher im patentierten* Kern (SuperCore®) eingeschlossen.

Nonwoven
SuperCore®
Aktivkohle
Nonwoven



3. Die zusätzliche Aktivkohleschicht wirkt als Filter und sorgt für eine starke Geruchsbindung, auch bei besonders übelriechenden Wunden.